

Maßblatt für Röntgenschutzkleidung


Mit Hilfe dieses Datenblattes und einem handelsüblichen Maßband können Sie problemlos Ihre Körpermaße festlegen. Anhand der Maße wird für Sie eine Konfektionsgröße ermittelt, eventuell eine Maßenfertigung vorgeschlagen. Bevor Sie das Maßband anlegen, beachten Sie bitte folgendes:

Die Tabellendaten verstehen sich als Körpermaße, gemessen **ohne Zugaben**, aber auch ohne sich einzuschnüren. Um korrekte Werte zu ermitteln, ist es nicht möglich sich selbst auszumessen. Deshalb müssen die Maße immer von einer anderen Person genommen werden. Die gemessene Person sollte dabei gerade mit angelegten Armen stehen.

Die Länge der Röntgenschutzkleidung sollte nach RöV und DIN EN 61331-3:2016 so ausgebildet sein, dass die Vorderseite des Körpers von Halsansatz bis mindestens zu den Kniescheiben bedeckt ist (MAVIG empfiehlt für den vollständigen Schutz eine Abdeckung bis unterhalb des Knies).

Wir bitten Sie, die Tabelle vollständig auszufüllen.

- 1** _____ cm **Rückenbreite**
Am Rücken, von Achselhöhle zu Achselhöhle, bei seitlich angelegten Armen gemessen.
- 2a** _____ cm **Brustumfang**
Über die stärkste Stelle der Brust (Brustpunkt) waagrecht um den Körper gemessen.
- 2b** _____ cm **Unterbrustumfang (Dame)**
Horizontaler Umfang des Körpers, gemessen direkt unterhalb der Brust.
- 3** _____ cm **Taillenumfang/Bundweite**
Ohne zu Schnüren rings um die Taille messen (bei Damen an der schmalsten Stelle der Taille messen, bei Herren Maßband etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen).
- 4** _____ cm **Vorderlänge**
Von Mitte Schulter über die Brust abwärts bis zur schmalsten Stelle der Taille (bei Damen), bzw. bis etwas unterhalb des Bauchnabels (bei Herren), gemessen.
- 5** _____ cm **Hüft-/Gesäßumfang**
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte/Gesäß führen.
- 6** _____ cm **Schürzen-/Mantellänge**
Von Mitte Schulter über die Brust abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante der Schürze/des Mantels messen.
- 7** _____ cm **Kostümrock-Länge**
Falls Sie ein Kostüm bestellen, bitte das Maß seitlich von der Taillenhöhe abwärts beginnend bis zur gewünschten Höhe der Unterkante des Rocks messen.
- 8** _____ cm **Gesamtkörpergröße**
- 9 Modell** _____ , **Front in Pb** _____ mm
(Rückenschutz im Standard mit Pb 0,25 mm)



10 Bestimmt für Dame Herrn

11 Gemessen von: _____ (Name)

am: _____ (Datum)

aus/durch: Krankenhaus / Fachhändler / MAVIG Mitarbeiter

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische
Trägersysteme

Hausadresse:
Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postadresse:
Postfach 820362
81803 München
Deutschland

Telefon:
+49 (0) 89 / 420 96 - 0

Fax:
+49 (0) 89 / 420 96 - 200

E-Mail:
info@mavig.com

Web:
www.mavig.com