

■

■

Technische Spezifikationen

Insufflationsmedium	CO ₂ (medizinisch)
Insufflationsrate	<ul style="list-style-type: none">■ ca. 1 l/min■ ca. 2 l/min■ ca. 4 l/min■ automatischer Druck
Betriebsdruck	0 - 30 mmHg, stufenlos einstellbar

Netzanschluss

Spannungsversorgung	90 - 264 VAC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch	45 VA

Abmessungen & Gewicht (ohne Gasflasche und Caddy)

Maße (B x H x T)	380 x 180 x 341 mm
Gewicht	17,5 kg

Schnittstellen

Zum Patienten	Spezialanschluss für ulrich-Applikationsset
CO ₂ -Anschluss	DIN