


Durchdachte Lagerungshilfen für das konventionelle Röntgen



⊕ Hygienisch einwandfrei

⊕ Hohe Strapazierfähigkeit

⊕ Vielseitig präzise

Was unsere Kunden sagen

„Auch in **schwierigsten Situationen**: die Lagerungshilfen halten Stand und ermöglichen eine **vielseitige**, und **präzise** Bildgebung.“

Bei **unhygienischen** Situationen müssen die Lagerungsmittel **nicht eingewickelt** werden und ich kann auch Risikopatienten ohne **Bedenken** lagern. Patientenlagerung macht mit ihnen Spaß.“

- Michael Bünthe,
Team Alles Einstellungssache

Unsere Lösung

Die Lagerungshilfen sind aus einer strapazierfähigen PU-Folie gefertigt und mittels Hochfrequenz-Schweißverfahrens verarbeitet. Dadurch halten sie den hohen Belastungen der radiologischen Abteilung stand und können selbst mit starken Desinfektionsmitteln gereinigt werden.





ProFoam

Umfassende Ausstattung in gängigen Formen und Grössen:

- Glatte, leicht desinfizierbare Oberflächen
- Geschweisste Nähte
- Wahlweise: formfeste Ausführung für Präzision bei hohem Gewicht

ProFoam Table Mat

ProFoam Table Mat sind in unterschiedlichen Abmessungen und Ausführungen verfügbar:

- Unterseite gleitfähig oder anti-Rutsch
- Mit oder ohne Griffen



Beinhaltegerät

Professionelle und angenehme Hochlagerung mit Plexiglas-Beinlagerungsstativ bei Hüfte axial / Schenkelhalsaufnahmen:

- Höhenverstellbar
- Ausgeformte Lagerungsschale

Weitere Anwendungen

