

GLIDESCOPE® CORE™



MEHR SEHEN.
MEHR ERREICHEN.

MEHR FLEXIBILITÄT

Wählen Sie zwischen einem 10-Zoll- oder 15-Zoll-Touchscreen-Monitor.

GLIDESCOPE CORE, DAS UMFANGREICHSTE UND FLEXIBELSTE ATEMWEGS-VISUALISIERUNGSSYSTEM FÜR DIE VIDEOLARYNGOSKOPIE, BRONCHOSKOPIE UND FÜR MULTIMODALE ATEMWEGSVERFAHREN.

GlideScope® Core™ ist ein Komplettsystem mit direktem Zugang zu allen Instrumenten, die Sie zur Visualisierung der Atemwege und des Tracheobronchialbaums benötigen. Das um einen hochauflösenden Touchscreen-Monitor und eine voll ausgestattete Workstation herum ausgelegte GlideScope Core-System überzeugt durch maximale Sichtbarkeit und einen verbesserten Workflow.

Finden Sie heraus, wie Sie mit GlideScope Core **mehr sehen – und mehr erreichen.**

GlideScopeCore.com

GLIDESCOPE CORE 10 MIT STANDARDANSICHT




GLIDESCOPE CORE 15 MIT GLIDESCOPE® MAGNAVUE™



MEHR SEHEN

GlideScope® Core™ ist das erste Visualisierungssystem mit multimodaler Live-Bildgebung, das Ihnen die *simultane* Darstellung der Atemwege mit einem GlideScope-Videolaryngoskop und einem BFlex™ flexiblen Einweg-Bronchoskop ermöglicht.



PREMIUM-FUNKTIONEN


- 15-Zoll- oder 10-Zoll-HD-Touchscreen-Monitor
- Multimodale Ansichten – gleichzeitig
 - Dual View mit GlideScope Core 15
 - Bild-im-Bild mit GlideScope Core 10
- GlideScope® MagnaView™ zur Vergrößerung der Bronchoskopiedarstellung*
- Anzeige von SpO₂ und Pulsfrequenz† auf dem Bildschirm sowie in aufgenommenen Bildern* und Videos
- Einzelbild- und Videoaufnahme
- Funktion zum Hinzufügen von Anmerkungen zum Patienten
- 180-Grad-Bildrotation für direkte Frontal-Intubation und Training
- Dual-Port-Anschluss für zwei Videoeingänge
- HDMI-Ausgang für externe Videoanzeige



* GlideScope Core 10 erfordert Softwareversion 2.0 oder höher

† Nicht für Diagnosezwecke

Die CE-Kennzeichnung für das GlideScope® BFlex™ ist ausstehend.



FÜR DIE GLEICHZEITIGE NUTZUNG AUSGELEGT

- BFlex™ flexible Einweg-Bronchoskope
- Spectrum™-Einweg-Videolaryngoskope
- Wiederverwendbare Titanium-Videolaryngoskope
- Video Baton 2.0 mit GVL®-Einweg-Stats

MEHR ERREICHEN

WORKSTATION

Die ideale Workstation ermöglicht es Ihnen, sich mehr auf Ihren Patienten zu konzentrieren und weniger auf Ihre Geräte. Das GlideScope® Core™-System passt sich mühelos an Ihren Arbeitsplatz an und gibt Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen.

DIE WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN – JEDERZEIT VERFÜGBAR

- Der GlideScope Core-Monitor ist an einem verstellbaren Arm montiert, mit dem der Monitor beliebig über dem Patienten positioniert werden kann und somit eine optimale Sicht bietet.
- Der Kabel-Manager am Monitor hält Ihre Kabel stets in Reichweite, erleichtert das Anschließen Ihres Videolaryngoskops und/oder Bronchoskops und ermöglicht ein verzögerungsfreies Arbeiten.
- Mit der praktischen Vorbereitungsschale haben Sie jederzeit einfachen Zugriff auf all Ihre Instrumente zur Atemwegsuntersuchung.
- Hakenaufsatz zum praktischen Aufbewahren von BFlex™ flexiblen Einweg-Bronchoskopen.
- Der integrierte sterile Behälter bietet Stauraum für Ihre GlideScope-Videolaryngoskope, zusätzliche Kabel und sonstige Geräte für das Atemwegsmanagement, die dort stets griffbereit für den Einsatz an einem breiten Spektrum von Patienten zur Verfügung stehen.
- Der Abfallbehälter eignet sich optimal zur Umsetzung von Infektionskontrollmaßnahmen und zur sicheren Lagerung von gebrauchten Geräten und Ausrüstungsteilen zur einfachen Entsorgung.

INSTRUMENTE

GlideScope Core ist das erste Gerät zur Atemwegsvisualisierung mit multimodaler Live-Bildgebung für die Videolaryngoskopie und Bronchoskopie. Ihr System zur Atemwegsvisualisierung unterstützt jetzt auch bronchoskopiegestützte Verfahren im OP, auf der Intensivstation und in der Notaufnahme.



EINFACH EINSTELLBARE ARMPOSITIONEN ÜBER DEM PATIENTEN



DUAL-PORT-ANSCHLÜSSE MIT QUICKCONNECT™-TECHNOLOGIE

BEI DER VISUALISIERUNG DER ATEMWEGE UND DES TRACHEOBRONCHIALBAUMS GILT: JE MEHR INSTRUMENTE GRIFFBEREIT SIND, DESTO BESSER.

GLIDESCOPECORE.COM

KOMPATIBILITÄT

Das GlideScope® Core™-System ist mit einem breiten Sortiment an GlideScope-Visualisierungsinstrumenten kompatibel.

SPECTRUM™-EINWEG-VIDEOLARYNGOSKOPE



Miller S0

Miller S1

LoPro S1

LoPro S2

LoPro S2.5

LoPro S3

LoPro S4

DirectView™ Mac S3

DirectView™ Mac S4

WIEDERVERWENDBARE TITANIUM-VIDEOLARYNGOSKOPE



LoPro T2

LoPro T3

LoPro T4

MAC T3

MAC T4

VIDEO BATON 2.0 GROSS MIT GVL®-EINWEG-STATS



GVL 3

GVL 4

OB WIEDERVERWENDBAR ODER ALS
EINWEG-AUSFÜHRUNG, GLIDESCOPE-
VIDEOLARYNGOSKOPE BIETEN STETS KLARE SICHT
UND ERMÖGLICHEN SCHNELLE INTUBATIONEN.

Nicht alle Produkte von Verathon Inc. sind in allen Ländern im Handel erhältlich.

Erfahren Sie mehr unter GlideScope.com



verathon.com

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011
USA

Tel.: +1 800 331 2313
(Nur USA und Kanada)

Tel.: +1 425 867 1348

Fax: +1 425 883 2896

EC REP

Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengastrat 13
1096 BL Amsterdam
Niederlande

Tel.: +31 (0) 20 210 30 91

Fax: +31 (0) 20 210 30 92



Sanova

Advancing health

Sanova Pharma GesmbH

Haidestraße 4, A-1110 Wien
Spitzermühlestraße 6, A-4713 Gallspach

Tel.: +43 1 801 04 25 60

Techn. Service: +43 1 801 04 25 87

medicalsystems@sanova.at

<http://medicalsystems.sanova.at>