



Victoria RA631

RUNDUMSCHUTZ: WESTE SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

Einer Belastung des Körpers durch Wärme oder Gewicht wird mit der zweigeteilten Ausführung bestmöglich entgegengewirkt.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

- ✓ Strahlenschutz-Westen speziell für Frauen
- ✓ Ideale Passform und erstaunlicher Tragekomfort
- ✓ Keine volle Überlappung frontseitig notwendig
- ✓ Zur Kombination mit regulärem Strahlenschutz-Rock (siehe MAVIG Kostüm RA631)
- ✓ Perfekt geeignet für lange Tragezeiten
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Optional kann die Weste mit einem 10 cm breiten, **anknopfbaren Stretchgürtel** versehen werden. Dieser sorgt für eine noch bessere Gewichtsentlastung der Schultern und Unterstützung des Rückens.

Zusätzlich ist für die Victoria Weste die Kombination mit unserem Schulterentlastungssystem **BRYGGA** möglich.



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm,	Taillenumfang ≤ 86 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm,	Taillenumfang ca. 87 - 97 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm,	Taillenumfang ca. 98 - 107 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm,	Taillenumfang ca. 108 - 118 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm,	Taillenumfang ca. 119 - 129 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm,	Taillenumfang ca. 130 - 140 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm,	Taillenumfang ca. 141 - 151 cm

* Für die Westengröße entscheidet der größere Wert bei Brust und Taille.



RUNDUMSCHUTZ: WESTE SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

VICTORIA RA631

Die Victoria-Kollektion ...

... ist ein innovativer Röntgenschutz, der die weibliche Anatomie berücksichtigt.

Mit speziell angepassten Armausschnitten bietet die Weste Victoria RA631 einen idealen Schutz des sensiblen Brustgewebes, ohne Kompromisse bei der Bewegungsfreiheit einzugehen.

Prinzessnähte (Längsteilungsnähte für einen körpernahen Schnitt) auf der Vorderseite gewährleisten eine ideale Anpassung, während ein Stretcheinsatz im Rückenbereich für eine optimale Passform sorgt.

Die Zukunft des Röntgenschutzes – entwickelt von Frauen für Frauen: Entdecken Sie Komfort und Funktionalität in perfekter Balance. Verlassen Sie sich auf die Victoria-Kollektion – ein Schutzschild, das Sicherheit und ästhetisches Design perfekt vereint.



Stretchgürtel

Optional kann die Weste mit einem 10 cm breiten, anknöpfbaren Stretchgürtel versehen werden. Dieser sorgt für eine noch bessere Gewichtsentlastung der Schultern und Unterstützung des Rückens.

Levio®
Optimiertes Schutzkonzept



BRYGGA Schulterentlastung



Outlast Temperaturregulierung

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass an die Victoria-Weste auf Grund der angepassten Armausschnitte keine Ärmel angebracht werden können. Bitte kombinieren Sie die Victoria-Weste mit dem MAVIG Bolero RA637.

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist farblich deutlich erkennbar.

Optimierte Armausschnitte

Idealer Schutz des sensiblen Brustgewebes

Teilungsnähte im Vorderteil

Für eine gute Passform aber mit vollem Strahlenschutz

Stretcheinsatz

Für ein angenehmes Tragegefühl



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Optional



Auf Wunsch:
Outlast®
BRYGGA®
Stretchgürtel (außen)
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel:
(Adaption via
Druckknöpfe)