

Spice up your workflow



CT motion™ SPICY

Lizenz



CDadapt™

Automatische Verringerung der Kontrastmitteldichte (z. B. für Herzuntersuchungen) und gleichzeitig reduzierte Kosten durch geringeren Kontrastmittelverbrauch.
Flexibles Management der Kontrastmitteldichten durch aufeinanderfolgende Boli von NaCl und Kontrastmittel.

Lizenz



Erweiterte Leistungsdaten der RIS/PACS-Schnittstelle

Automatische Medienlabelerkennung via Barcode Reading.
Barcode-Lesung von Medienlabel und automatische Datenübergabe an PACS (LOT-Nummer, Verfallsdatum und GTIN).

Übertragung von NaCl- und Kontrastmittelparametern in herstellerunabhängiges PACS und/oder DMS.
Mittels DICOM Secondary Capture oder DICOM Performed Imaging Agent Verwaltung SR.



1L GE Kontrastmittel Pluspak Kompatibilität plus Warmhaltung

Idealer Medienvorrat für hohen Patientendurchsatz.
Insgesamt 4L (2x 1L Kontrastmittel + 2L NaCl).



Erhöhte Druck- und Flowperformance

Für Untersuchungen mit hohen Flussraten und hohen Kontrastmittel-Viskositäten.
Erhöhte Druckwerte bis zu 22,4 bar für eine erhöhte Flussleistung.



Restmengenanzeige

Leicht verständliche Ampelanzeige und übersichtliche Darstellung des verfügbaren Medienvolumens sowie genaue ml-Anzeige.

Verbrauchsmaterial



Leichteres Aufrüsten Neuer Pumpenschlauch XD 8151

Vereinfachtes Aufrüstverfahren durch weniger Einlegeschritte.
Noch größere Patientensicherheit durch verbesserte Partikelfilterleistung.

Die länderspezifische Verfügbarkeit von Artikeln ist zu berücksichtigen.
Ulrich Medical vertreibt dieses Produkt nicht in den Vereinigten Staaten.

dedicated to you.

Ulrich
medical

www.ulrichmedical.com