


Spice up your data management



 **foqal** *
by Qaelum

SEE.	Beyond Injection
RIS/PACS Interface	von ulrich medical ®



* Verkauf, Installation, Service und Applikation durch Qaelum NV

Ihre Vorteile im Überblick



Patientensicherheit und Qualitätssicherung

- Erhöhung der Patientensicherheit durch eine umfassende Analyse der Verwendung von Kontrastmitteln, bei automatischer Erkennung von potenziellen Ausreißern und Risiken
- Klinische Qualitätskennzahlen, wie z.B. Abweichungen von Referenz-Kontrastmittel-Volumina, werden kontinuierlich bewertet, um den Bedarf an zusätzlicher Schulung oder Protokolloptimierung zu ermitteln
- Kombination von Kontrastmittelmanagement mit Informationen zur Patienten-Strahlendosis für eine gesamtheitliche Bewertung



Rentabilität

- Fortschrittliche Statistiken und Diagramme zeigen den Kontrastmittelverbrauch und sonstige Kosten, während verschiedene Szenarien durch Preisanpassungen und Neuberechnungen simuliert werden können
- Trends im Zeitverlauf ermöglichen es, die Entwicklung relevanter Metriken zu bewerten und die Ergebnisse von Optimierungsmaßnahmen zu überprüfen
- Automatisierte Einblicke helfen bei der Reduzierung von Abfällen und der Verbesserung der Nachhaltigkeit, während gleichzeitig ein hohes Maß an Pflegequalität aufrechterhalten wird



Effizienz der Arbeitsabläufe

- Zentralisierung aller Kontrastmittel-Informationen an einem Ort für eine vollständige, tiefgehende Analyse Ihrer KPIs
- Verwendung konkreter Messgrößen, um Mängel zu ermitteln und zu beheben, mit dem letztendlichen Ziel, die Leistung zu steigern, die Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern
- Verwaltung und Austausch von Daten mit anderen IT-Systemen des Gesundheitswesens wie RIS, EMR, Spracherkennung, unter Berücksichtigung von Industriestandards

FOQAL CONTRAST, die fortschrittliche Kontrastmittelmanagement-Lösung von Qaelum, und die **ulrich medical RIS/ PACS-Interface** bieten eine umfassende und voll integrierte IT-Lösung für eine hochqualitative Analyse Ihrer Kontrastmittelinjektoren. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht eine zuverlässige und automatische Erfassung aller Daten der eingesetzten Kontrastmittelinjektoren mit zentraler Speicherung an einem Ort.

FOQAL CONTRAST gewährleistet ein breites Spektrum an Analysen individueller Key Performance Indicators (KPIs) zum Kontrastmittelmanagement und arbeitet als eigenständige IT-Lösung oder integriert mit einem Dosis-Management-System. Ein einfaches Benchmarking verschiedener Injektoren und bildgebender Verfahren rundet das Leistungsspektrum der Lösung ab.



ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm | Germany
Phone: +49 731 9654-0 | Fax: +49 731 9654-199
injectors@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com



QAEUM NV | Science Park Arenberg | Gaston Geenslaan 9
B-3001 Leuven – Heverlee | Belgium
Phone: +32 16 585157 | +1 212 933 9475
info@qaelum.com | <https://qaelum.com/de/loesungen/contrast>