



WIR STELLEN VOR

 GLIDESCOPE GO™

 VERATHON®



# GO

## ÜBERALL.

MOBILITÄT OHNE  
KOMPROMISSE.

[GlideScopeGo.com](http://GlideScopeGo.com)

# MOBILITÄT UND BEWÄHRTHEIT.

Nutzen Sie mit GlideScope Go™ die bewährte GlideScope®-Technik, wann immer und wo immer Sie sie benötigen – mit dem neuen Handgerät-System, das für klinische und präklinische Situationen entwickelt wurde.



Intubieren Sie normale und schwierige Atemwege mit dem Handgerät-System, das für schnellen Erfolg im ersten Versuch entwickelt wurde.

## MOBILITÄT UND KLARHEIT.

Holen Sie sich mehr Licht, wo Sie es wollen, und weniger, wo Sie es nicht brauchen. GlideScope Go liefert ein hochauflösendes Bild und verfügt über die neuesten Entwicklungen der Beleuchtungs- und Kameratechnologie wie Dynamic Light Control™ und Ambient Light Reduction™ für eine bessere Atemwegssicht.

## MOBILITÄT UND EINFACHHEIT.

GlideScope Go ist kompakt, stabil, leicht aufzuladen und sofort einsetzbar – ideal für die Anwendung in kleinen Räumlichkeiten, bei Notfalleingriffen und in allen Situationen, die Mobilität erfordern.

Erfahren Sie mehr unter  
[GlideScopeGo.com](http://GlideScopeGo.com)

## MOBILITÄT UND KOMPATIBILITÄT.

Nutzen Sie das Portfolio\* der voll entsorgbaren, während des Betriebs austauschbaren (Hot-Swap) Einwegspatel von GlideScope Spectrum – sie sind alle mit Ihrem GlideScope Cart-basierten System kompatibel und bieten klare Atemwegssicht bei einem breitem Patientenspektrum, von Neugeborenen bis zu großen/kräftigen Erwachsenen.



## MOBILITÄT UND DURCHDACHTE FUNKTIONEN.

- Videomonitor und Akku sind vollständig tauchfest für eine einfachere Reinigung
- Leicht anzuwenden und zu schulen, mit Ein-/Aus-Schalter und intuitiver Anzeige
- Robustes Design garantiert Funktionalität, selbst bei Sturz aus einer Höhe von 4 Fuß
- IP67-Zertifizierung sichert vollen Staubschutz und verlässlichen Betrieb in nasser Umgebung

- 3,5-Zoll-Farbmonitor in Querformat-Ausrichtung mit vertikaler Kippvorrichtung
- Kratzfester Bildschirm mit Anti-Beschlag-Beschichtung für klare Bilder in jeder Umgebung

- Der Integrierte Akku lädt innerhalb von 2 Stunden zu 80 % und reicht bei vollständiger Aufladung für mindestens 100 Minuten kontinuierlicher Anwendung  
Kann über ein Kabel an eine externe Stromquelle angeschlossen werden, falls der Akku leer ist
- Akkuladestandanzeige macht das Schätzen des Ladezustands überflüssig
- Automatische Aufzeichnung mit austauschbarem Mikro-USB-Stick
- Geschützt durch Vollgarantie und Kundenservice



WIR STELLEN VOR

**GLIDESCOPE Go™**



## MOBIL MIT IHREM BEWÄHRTEM SYSTEM.

GlideScope Go™ ist das neueste der verlässlichen Laryngoskop-Systeme vom bewährten Marktführer für Notfall- und elektives Atemwegsmanagement. GlideScope Go ist eine wichtige Ergänzung der Cart-basierten GlideScope®-Systeme und kann auch als mobiles System vom Rettungsdienst oder mobilen Pflorgeteams eingesetzt werden.



GlideScope Cart-basiertes System



GlideScope Spectrum Spatel-Portfolio



GlideScope Go Handgerät-System



Verathon Medical (Canada) ULC  
2227 Douglas Road  
Burnaby, BC V5C 5A9  
Kanada  
Tel.: 604 439 3009  
Fax: 604 439 3039



Verathon Medical (Europe) B.V.  
Willem Fenengastrat 13  
1096 BL Amsterdam  
Niederlande  
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91  
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical Deutschland  
Kaiserwertherstrasse 115  
40880 Ratingen  
Deutschland  
+49.2664.911284 / Fax: +49.2664.911285

CE 0413



verathon.com

Verathon Inc.  
20001 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011  
USA  
Tel.: 800 331 2313 (nur USA und Kanada)  
Tel.: 425 867 1348 Fax: 425 883 2896

Vertrieb durch:



**Sanova**

Gesundheit richtig bewegen  
Haidestrasse 4, A-1110 Wien  
Tel: +43 (0) 1 801 04 2560  
Fax: +43 (0) 1 801 04 2570  
<http://www.sanova.at>