

Pflegeempfehlung für Kunstlederbezug

Kunstlederbezüge sind sehr pflegeleicht. Säubern Sie den Kunstlederbezug einfach mit warmen Wasser und einem feuchten Tuch. Besonders empfehlenswert ist hierzu die Verwendung eines handelsüblichen Mikrofaser-Tuches.

Stärkere Verschmutzungen werden einfach unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels und Zuhilfenahme einer Waschbürste entfernt. Um zu vermeiden, dass Flecken in das Material eindringen, sollten diese sofort entfernt werden. Als letzter Schritt sollten Reinigungsmittelreste auf jeden Fall mit klarem Wasser abgewaschen werden.

Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, synthetische Reinigungsmitteln, Waschpoliermitteln oder Aerosolsprays.

ACHTUNG:

- Tintenflecke (z.B. Kugelschreiber, Füller etc.). Bitte sofort entfernen!
- Verwenden Sie keine Mittel, die Öl oder Fett enthalten!
- bitte nicht chemisch reinigen!
- an den Nähten besteht immer die Gefahr, dass Flüssigkeiten (Blut, Sekrete etc.) eindringen können!



Desinfektion / disinfection: unverdünnt / undiluted Meliseptol (B. Braun AG)