

## Rotationsmikrotom semi-automatisch M530



### Vorteile des Mikrotom M530

- » Anwenderorientierte Technologie mit optimalem Bedienkomfort
- » Übersichtliche Bedienelemente
- » Feinscheidebereich von 1 µm bis 99 µm
- » Schnellwechselsystem für alle Objektklammern
- » Großvolumige abnehmbare Schnittabfallwanne

Das **Mikrotom M530** wurde für die vielfältigen Anforderungen in der Histologie und Histopathologie sowie für den Einsatz im Forschungslabor und in der industriellen Qualitätssicherung entwickelt. Seine hochpräzise Technologie sorgt für maximale Schnittqualität bei kontinuierlich hohem Probendurchsatz.

Das Gerät überzeugt durch hohe Funktionalität und ansprechendes Design, wobei optimaler Bedienerkomfort im Vordergrund steht. Durch das bequem erreichbaren Tastenfeld und Handrad, sowie die Möglichkeit zum Speichern von Anschneidepositionen durch die sogenannte Memory-Funktion, kann der Benutzer sicher und einfach agieren.

Insgesamt ermöglicht das **Mikrotom M530** selbst bei hoher Arbeitsauslastung im Labor schnelles, sicheres und gleichmäßiges Schneiden.

Technische Daten		Art.-Nr. 03-4000-01
Einstellbereich Feinschnittdicke	von 0,5 µm bis 5 µm in 1-µm-Schritten	
Einstellbereich Grobschnittdicke	von 5 µm bis 100 µm in 5-µm-Schritten	
	von 100 µm bis 500 µm in 50-µm-Schritten	
Objektvorschub	30 mm	
Vertikalhub	68 mm	
Maße inkl. Wanne (L/T/H)	530 x 377 x 281 mm	
Gewicht	26 kg	
Anschlusswerte	110 ... 240VAC / 50-60Hz	

## Rotationsmikrotom semi-automatisch M530



**MEDITE GmbH**

Wollenweberstrasse 12

31303 Burgdorf

Deutschland

Telefon +49 5136 88 84-0

Fax +49 5136 88 84-55

[info@medite.de](mailto:info@medite.de)

[www.medite.de](http://www.medite.de)

Änderungen vorbehalten. Bilder und Farben können abweichen.