

QuikRead go® CRP

Erst testen, dann verordnen



Erst testen, dann verordnen

QuikRead go CRP ist ein schneller und einfach durchzuführender quantitativer Test zur Bestimmung des C-reaktives Protein (CRP). CRP ist in sehr geringer Konzentration im Blut gesunder Personen¹ vorhanden. Bei bakteriellen Infektionen steigt der Wert rasch stark an. Virale Infektionen verursachen in der Regel keinen bis sehr geringen Anstieg des CRP.² Zusätzlich zur klinischen Untersuchung unterstützt die Messung des CRP die Entscheidung für oder gegen eine antibiotische Behandlung.³ Therapiebegleitende Messungen ermöglichen zudem eine gute Kontrolle des Krankheitsverlaufs, da der CRP bei einer effektiven Therapie schnell sinkt.²

QuikRead go CRP...

SICHER

- » Präzise Ergebnisse, vergleichbar mit Großlaborgeräten⁴
- » Reproduzierbare CRP-Werte von 5–200 mg/l⁵
- » Robustes, wartungsfreies Gerät

SCHNELL

- » Point-of-Care Test (POC)4
- » Ergebnis nach 2 Minuten
- » Quantitativer Wert während der Konsultation

EINFACH

- » Test ist ganz leicht in die tägliche Routine zu integrieren
- » Automatische Hämatokrit-Korrektur
- » Ein Tropfen Blut genügt (alternativ venöses Blut oder Plasma)

QuikRead go

Literatur

- 1. Shine B et al. Solid phase radioimmunoassays for human C-reactive protein. Clin Chim Acta. 1981;117(1):13–23.
- 2. Pepys, M.B., The Acute Phase response and C-reactive Protein, in Oxford Textbook of Medicine, D.A. Warrell, et al., Editors. 2003, Oxford University Press. p. 150–156.
- Aabenhus, R., et al., Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2014;11.
- 4. Data on file, Orion Diagnostica.5. QuikRead go CRP Instructions for use.

QuikRead go[®]

SO EINFACH ZU VERWENDEN



Probe





Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Produkt	ArtNr
QuikRead go CRP Kit, 50 Tests mit Kapillaren und Stiften	135171
QuikRead CRP Kontrolle, 1 ml	132702
QuikRead Kapillaren, 50 Stück	132653
QuikRead Stifte, 50 Stück	132655
OuikRead go Instrument	13389



Orion Diagnostica verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung diagnostischer Testsysteme für das Gesundheitswesen. Building well-being ist uns ein Anliegen.

QuikRead go® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Orion Diagnostica Oy

Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B, P.O. Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
Tel. +358 10 4261
www.oriondiagnostica.com, www.guikread.com, www.tackleamr.com



Ihr Ansprechpartner in Österreich: Sanova Pharma GesmbH Haidestraße 4, A-1110 Wien Tel +43 1 80104 2560, Fax +43 1 80104 2570 http://medicalsystems.sanova.at