



**Sanova**  
Advancing health



Sanova Pharma GesmbH  
Standort Gallspach  
Telefon: +43 7248 64060  
Fax: +43 7248 64060 4  
Technisches Service: +43 1 801 04 2587  
E-Mail: [medicalsistemas@sanova.at](mailto:medicalsistemas@sanova.at)

[medicalsistemas.sanova.at](http://medicalsistemas.sanova.at)

PRODUKTKATALOG MR-Zubehör



Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Produktinfo
------	---------------	-------------	-------------

**Mobilar**



U-3065  
U-3080  
AWL-3065  
AWL-3080

Transportliege  
aus Edelstahl 3 T

- in den Höhen 650, 700, 750 und 800 Millimeter erhältlich
- in 65 oder 80 cm Breite erhältlich
- stufenlos verstellbares Kopfteil
- große Farbauswahl
- belastbar bis 200 kg



- Optional:
- Seitengitter
  - Papierrollenhalter



TL 500 S MRT

Transportliege  
flach 3 T

sehr stabil, belastbar bis 150 kg,  
bis Körpergröße 186 cm,  
Außenabmessungen:  
1970 x 820 x 880 mm (LxBxH)



TL 600 MRT

Transportliege  
mit verstellbarem  
Kopfteil 3 T

sehr stabil, belastbar bis 150 kg,  
bis Körpergröße 190 cm, 2010 x  
760 x 960 mm



MR5501 MR

Transportliege  
höhenverstellbar  
aus Aluminium  
7 T

bis 220 kg,  
2150 x 680 x 495-940 mm



MR1505

Transportliege  
kompakt aus  
Aluminium 7 T

bis 180 kg,  
1920-820 x 620 x 875 mm



DR 100 MRT

Roll-/  
Transportstuhl  
mit Greifreifen  
3 T

24" Greifreifen, bis 150 kg,  
beidseitig schwenkbare Armlehne,  
ausziehbare Fußstütze,  
Feststellbremse, 1075 x 720 x 795  
mm



TC 450 AP MRT

Roll-/  
Transportstuhl  
mit  
freidrehenden  
100 mm Rollen  
3 T

ausziehbare Fußstütze, beidseitig  
schwenkbare Armlehne,  
Sicherheitsbügel, bis 150 kg,  
1120 x 550 x 650 mm



DR 100 K

Roll-/  
Transportstuhl  
mit Greifreifen  
metallfrei

komplett ohne Metallteile,  
geeignet für MR  
Sicherheitssysteme, klappbare  
Fußstütze, Feststellbremsen, bis  
120 kg, 1075 x 705 x 855 mm

**MR4501 MR**

Roll-/  
Transportstuhl  
aus Aluminium  
7 T

Feststellbremsen, absenkbare  
Armstützen, ausziehbare  
Fußstütze, bis 220 kg,  
1050 x 650 x 950 mm

**EASYROLLER ER2**

Easyroller 7 T

aus 100% recycelbaren Kunststoff,  
für alle Desinfektionsmittel  
geeignet, Feststellbremsen, guter  
Sitzkomfort,  
825 x 670 x 1050 mm

**AT1 MRT**

Auftritt 1-stufig  
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der  
Stehfläche, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit, bis  
150 kg, 350 x 400 x 200 mm

**AT2 Auftritt**

Auftritt 2-stufig  
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der  
Stehfläche, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit,  
bis 150 kg, 660 x 400 x 380 mm



MR2504

Auftritt 1-stufig  
aus Aluminium  
7 T

bis 203 kg,  
450 x 600 x 175 mm



MR2506

Auftritt 2-stufig  
aus Aluminium  
3 T

bis 203 kg, optional mit Handlauf,  
550 x 600 x 352 bzw. 1205 mm



DH 49 PA MRT

Hocker aus  
Kunststoff 3 T

ergonomisch geformte Sitzfläche,  
bis 200 kg, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit,  
420 x 420 x 495 mm



DH 49 DLR PA

Hocker aus  
Kunststoff mit  
Rollen 3 T

Doppelradrollen mit Feststeller,  
bis 150 kg, 520 x 520 x 500 mm





MR4502

Hocker aus Aluminium mit Arm- und Rückenlehne, mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR4503

Hocker aus Aluminium mit Rückenlehne, mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR4504

Hocker aus Aluminium mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR2500

Infusionsständer höhenverstellbar aus Aluminium, 5 Rollen, 7 T

Höhe: 141 bis 251 cm verstellbar, Durchmesser: 640 mm



MPC 153 MRT

Pflegewagen 3  
Fachböden klein  
3 T

3 Fachböden, 4 freidrehende  
Rollen mit 2 Feststellern,  
440 x 520 x 1075 mm



MPC 353 MRT

Pflegewagen 3  
Fachböden groß  
3 T

3 Fachböden, 4 freidrehende  
Rollen mit 2 Feststellern,  
505 x 930 x 1075 mm



MR2501

Instrumenten-  
wagen aus  
Aluminium mit  
Lade 7 T

Mit oder ohne Lade erhältlich,  
4 einbremsbare Räder,  
450 x 450 x 850 mm



MR2503

Instrumenten-  
ablage Übertisch  
aus Aluminium  
7 T

Höhe anpassbar von 922 – 1372  
mm, Tablettgröße 370 x 500 mm





MR2521/3

Mehrzweckwagen  
aus Aluminium  
mit 3 Fächern 7 T

4 Rollen, davon 2 einbremsbar, 3  
Ablagefächer,  
450 x 450 x 1000 mm



MS 120 MRT

Müll/  
Wäschesammler  
mit 1 Abwurf 3 T

geräuschgedämpfter Deckel mit  
Überstreckungs-schutz, 2  
Edelstahlbügel sorgen für  
optimalen Halt der Abfallsäcke,  
optional: Deckelöffnung über  
Fußpedal, 400 x 455 x 915 mm



MR2508

Wäschesammler  
aus Aluminium  
7 T

Wäschesammler mit 4 Rollen,  
450 x 450 x 750 mm



MR3005/30L  
MR3005/65L

Abfalleimer 30L  
bzw. 65 l 7 T

Fußbedienung, schließt leise



6070/AMP

LUXOR AMP  
Narkosewagen  
MR-tauglich

aus Edelstahl gefertigt, Fleck- und  
kratzfest, leicht zu reinigen,  
ausziehbare Schubladen, 4 Rollen,  
davon 2 einbremsbar  
Diverses Zubehör erhältlich.

## Notfall



293204937290

Blutdruck-  
messgerät, MR-  
tauglichModernes Blutdruckmessgerät,  
präzise Messwerte über den  
gesamten Lebenszyklus

544.00000.V010

Stethoskop, MR-  
tauglich,  
antimagnetisch,  
latexfreiflaches Bruststück 47 mm  
Durchmesser, KunststoffmembranDruckinfusions-  
manschette MR-  
tauglichAußenhülle waschbar, äußerst  
strapazierfähig, Gummiteile  
latexfrei, für 500ml oder 1000ml-  
Beutel erhältlich

50376

Diamond  
Fibrelight MR-  
Laryngoskop Set  
1,5 TDas Set besteht aus: Diamond  
Standard Griffstück, Batterie mit  
Distanzstück, Edelstahlspatel  
Macintosh 1,2,3,4, Koffer



BA4023 MR

3V Lithium-  
Batterie mit  
Distanzstück für  
MR 1,5 T

geeignet für das Diamond Standard  
Griffstück



BA4022

Distanzstück zu  
MR Batterie

geeignet für das Diamond Standard  
Griffstück



FL001

Feuerlöscher,  
MR-tauglich, 5kg

Kohlendioxid-Feuerlöscher in  
Aluminiumausführung, einfache  
Bedienung, hohe Löschleistung

## Sicherheit



99662

Garrett  
Superscanner  
Metalldetektor

Entdeckt kleinste, metallische  
Objekte, automatischer Abgleich  
und Batteriekontrolle, ein  
Bedienschalter, keine  
Einstellungen nötig,  
Batteriewechsel ohne Werkzeug



MRS\_5

Aufkleber 5 cm  
"MR Safe"Warnzeichen senken das  
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,  
selbstklebend

MRC\_5

Aufkleber 5 cm  
"MR Conditional"Warnzeichen senken das  
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,  
selbstklebend

MRU\_5





Aufkleber 5 cm  
"MR Unsafe"Warnzeichen senken das  
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,  
selbstklebend


## Patientenkomfort

MR125  
MR128

MR-Kopfhörer

MR-Kopfhörer. Mit und ohne  
Schlauch erhältlich. Adapter kann  
an diverse Hersteller angepasst  
werden.MR125 mit Schlauch  
MR128 ohne Schlauch

	MR151	MR-Kopfhörer für enge Kopfspulen	Kopfspulen werden jedes Jahr kleiner. Diese Kopfhörer passen in praktisch jede Kopfspule. Adapter kann an diverse Hersteller angepasst werden. Ersatzohrstöpsel in 100er Packung erhältlich (MR154).
	SCL Ohrhörschutz	Ohrhörschutz weiß, groß	dehnbar für Hörmuscheln, von 11 bis 17 cm Durchmesser. 1000 Stück/ Packung.
<b>Überwachung</b>			
	989803179041	CV Quadtroden für Erwachsene	speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads
	989803179031	MR Standard Quadtroden für Kinder	speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads



989803179051

Neonatal  
Quadroden für  
Babies

speziell für die Anwendung im MR  
konzipiert, große Elektroden-  
Kontaktflächen, Einweg-Pads

## Werkzeug



EAI0563

Werkzeugsatz 3 T

Werkzeugsatz Titan 41-teilig für  
marktgängige MRT-Maschinen  
1,5/3T, extrem leicht, rostfrei und  
korrosionsbeständig, verpackt in  
unmagnetischem Kunststoffkoffer



MR-taugliche  
Leiter

MR-taugliche  
Leiter

MR-taugliche, einseitig begehbare  
4-Stufen Stehleiter für bequemen  
und sicheren Aufstieg mit hoher  
Rutschsicherheit

## Interventionsmaterial



MRDS11

Sterile  
Einwegskalpelle  
3 T

Messer aus Titan, mit  
durchsichtiger Sicherheitskappe,  
in 3 Größen erhältlich:  
#11, #15 und #21

	FCS0756 18 G	Fully Automatic Biopsy Gun 1,5 T	Biopsiepistole, 150 mm
	für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich	Hydromark	Metallclip kombiniert mit Hydrogel, dadurch langanhaltende, sehr gute Sichtbarkeit im Ultraschall
	für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich	Mammomark/Cor mark	Titanium-Clip mit Collagenstift. Rasche Expansion, dadurch absolut präzise Platzierung möglich. Cormark: für die Markierung nach einer 14-Gauge Stanzbiopsie
	für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich	MammoStar	Beta-Glucan mit karbonbeschichtetem Keramikmarker als organische Alternative zu metallischen Markern.



**Sanova**

Advancing health

**Sanova Pharma GesmbH**

Haidestraße 4, 1110 Wien  
Spitzermühlestraße 6, 4713 Gallspach

Tel.: 01 801 04 25 60

Techn. Service: 01 801 04 25 87

Email: [medicalsistemas@sanova.at](mailto:medicalsistemas@sanova.at)

Web: [medicalsistemas.sanova.at](http://medicalsistemas.sanova.at)