

Die Firma VOGEL GmbH & Co. KG wurde 1952 durch Herrn Wilhelm Vogel gegründet und ging 1980 in der zweiten Generation an Marlies und Thomas Knauber über. Bis heute ist die Firma zu 100% in Familienbesitz. Unser Geschäftsbereich umfasst dabei sowohl die Herstellung wie auch den Vertrieb hochwertiger Systeme, Geräte und Verbrauchsmaterialien. Die Produktpalette reicht von Schadluftabsaugung und Einrichtungen aus Edelstahl sowie Labormöbeln und Präparationsschränken über Laborgeräte, Verbrauchsmaterial bis hin zu Archivsystemen.

- Made in Germany
- Individuelle Laborausstattung
- Zuschnidetische & Tischabzüge
- Sektionstische & Nasspräparateschränke
- Restgewebe- und Formalin-Entsorgungsanlagen
- Archivschränke für Paraffinblöcke und Objektträger

Wir lösen Ihr Problem!

VOGEL
Medizinische Technik und Elektronik

VOGEL GmbH & Co. KG
Marburger Straße 81a
D-35396 Gießen

Fon: +49 (641) 93 231-0
Fax: +49 (641) 39 22 1

zentrale@vogel-giessen.de
www.vogel-giessen.de



01/2013




Archiv-Systeme



Archiv-Systeme

Universal-Aufbewahrungssystem SBA 3010

Das VOGEL-Universal-Aufbewahrungssystem „SBA 3010“ bietet die optimale staubfreie Lagerung von Objektträgern und Paraffinblöcken. Ein durchdachtes Konzept sorgt für die übersichtliche Lagerung sowie einfache Handhabung. Die herausnehmbaren Kunststoff-Einsätze (Trays) dienen zur Vorsortierung am Arbeitsplatz und zur Endlagerung der Objektträger oder der Paraffinblöcke in den Schubladen. Die Beschriftung der Schubladenfront wird durch einen Identifikationsstreifen ermöglicht. Zum Wiederfinden der herausgenommenen Objektträger dienen die Codierstreifen als Platzhalter. Durch einen Metall-Heber sind die gefüllten Objektträger-Trays leicht wechselbar. Schaumstoff-Einsätze fixieren die Objektträger oder Paraffinblöcke in den Einsätzen (Trays).



1 Schubladen-Regal-System SBA-3010 (75er- oder 100er-Systeme)

Sie erhalten bei uns verschiedene Schubladenausführungen für die Aufbewahrungssysteme:

- **Schubladenausführung SBA-3010:**
Fronten bündig im Regal eingebaut doppelwandige Bauart mit innenliegenden Alu-Griffleisten, schwarz eloxiert
- **Schubladenausführung SBA-3010-E:**
Frontblende der Schubladen sind einwandig mit aufgesetzten Alugriffleisten, schwarz eloxiert, glattabschließend
- **Schubladenausführung SBA-3010-ES:**
Frontblende der Schubladen sind einwandig mit aufgesetzten Alugriffleisten, schwarz eloxiert, glattabschließend, stapelbar

Das Schubladen-Regal-System von VOGEL ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich; Standardbreiten von ca. 1 m und 0,75 m sind lieferbar.

	Maße: H x B x 750 mm (T)	Bezeichnung	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
1.	1625 x 1120	Grundeinheit	ca. 231.000	ca. 63.000
2.	1625 x 1050	Anbaueinheit	ca. 231.000	ca. 63.000
3.	2150 x 1120	Grundeinheit	ca. 308.000	ca. 84.000
4.	2150 x 1050	Anbaueinheit	ca. 308.000	ca. 84.000
5.	2725 x 1120	Grundeinheit	ca. 385.000	ca. 105.000
6.	2725 x 1050	Anbaueinheit	ca. 385.000	ca. 105.000
7.	1625 x 820	Grundeinheit	ca. 154.000	ca. 42.000
8.	1625 x 750	Anbaueinheit	ca. 154.000	ca. 42.000
9.	2150 x 820	Grundeinheit	ca. 206.000	ca. 56.000
10.	2150 x 750	Anbaueinheit	ca. 206.000	ca. 56.000
11.	2725 x 820	Grundeinheit	ca. 257.000	ca. 70.000
12.	2725 x 750	Anbaueinheit	ca. 257.000	ca. 70.000

2 Aufbewahrungsschränke SBA-3010 / 3010-E / 3010-ES

- Zur Lagerung für Objektträger und Paraffinblöcke
- Stabil verformtes Stahlblechgehäuse mit eingebautem Zentralverschluss "Ultratrac" und Schubladensperre
- Aufgesetzte Griffleiste aus Alu, schwarz eloxiert und Beschriftungsstreifen

	Maße: H x B x 750 mm (T)	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
1.	600 x 750	ca. 51.500	ca. 14.000
2.	1100 x 750	ca. 103.000	ca. 28.000
3.	1100 x 1050	ca. 154.000	ca. 42.000
4.	1100 x 1224	ca. 184.000	ca. 49.000
5.	1600 x 1050	ca. 231.000	ca. 63.000

3 Zwischenlagerungsbox VZS-920

Box für Objektträger und Paraffinblöcke. Stabile Stahlblechbox zum Archivieren und Zwischenlagern von Objektträgern & Paraffinblöcken (sowie auch Dias) in den bewährten Trays aus dem SBA-System. Die „VZS-920“ ist eine geschlossene, stapelbare Einheit mit 4 Schubladen, inkl. Trays.

	Maße: H x B x T	Kapazität Objektträger	Kapazität Paraffinblöcke
1.	425 x 340 x 324	10.500	3.000