



Sanova
Advancing health



Sanova Pharma GesmbH
Standort Gallspach
Telefon: +43 7248 64060
Fax: +43 7248 64060 4
Technisches Service: +43 1 801 04 2587
E-Mail: medicalsistemas@sanova.at

medicalsistemas.sanova.at





Lagerungshilfen Radiologie + OP

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| LAGERUNGSHILFEN STRAHLENDURCHLÄSSIG VON 70 - 140 KV | 4 |
| KNIEROLLEN UND KNIEKEIL FÜR DIE ALLGEMEINE PATIENTENLAGERUNG | 6 |
| SANDSÄCKE | 7 |
| ROLLBOARD | 8 |
| PEARL TECHNOLOGY PATIENTENFIXIERUNG | 9 |
| MULTIPAD | 9 |
| CT HEAD FIX | 10 |
| BABYFIX COCOON | 10 |
| PROFOAM | 11 |
| PROBELT | 12 |
| CT TABLE COVER..... | 13 |
| PEARLFIT..... | 14 |
| IFIX PATIENTENIMMOBILISIERUNG IN CT, MR, ANGIO UND BEI INTERVENTIONEN | 16 |
| ALLGEMEINE POLSTERLAGERUNGSHILFEN | 18 |
| GELLAGERUNGSHILFEN | 20 |
| VAKUUMMATRATZEN FÜR OP-LAGERUNG | 22 |

Lagerungshilfen strahlendurchlässig von 70 - 140 kV

Unsere strahlendurchlässigen Lagerungshilfen dienen der bequemen Lagerung und stabilen Fixierung bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Sie sind aus mittelfestem Schaumstoff gefertigt und verfügen über eine besonders haut- und patientenfreundliche sowie röntgendurchlässige Polyurethanbeschichtung - SKINFOAM. Das Material ist feuchtigkeitsabweisend und für die Flächendesinfektion geeignet.





| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
|  | 6400S 6400P | Hinterkopfunterlage für Erwachsene | Abmessung: 25 x 24,5 x 9,5 cm (BxLxH), Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau Hinterkopfunterlage optional erhältlich in: PE-geprägt = flüssigkeitsdicht (nur blau) |
|  | 6401S | Hinterkopfunterlage für Kinder | Abmessung: 21,5 x 23 x 7 cm (BxLxH), Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau |
|  <small>Hinweis: Symbolbild alle Skinfoam-Artikel sind nur in gelb oder blau lieferbar</small> | 6546S 6550S | Lagerungskeil | Abmessung: 15° / 36 x 24 x 7/1 cm, Abmessung: 15° / 18 x 28 x 8/1 cm, Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau |
|  | 6538S 6540S 6542S 6544S | Lagerungsrechteck | Abmessung: 36 x 24 x 3 cm, Abmessung: 36 x 24 x 5 cm, Abmessung: 18 x 24 x 3 cm, Abmessung: 18 x 24 x 5 cm, Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
|  | 6554S 6556S 6558S | Lagerungsrundplatte | Abmessung: \varnothing 15 x 4 cm, Abmessung: \varnothing 22 x 5 cm Abmessung: \varnothing 22 x 5 cm mit Loch, Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau |
|  | 6530S 6532S 6534S 6536S | Lagerungsdreieck | Abmessung: 60 x 25 x 12,5 cm, Abmessung: 36 x 24 x 12 cm , Abmessung: 18 x 24 x 12 cm, Abmessung: 18 x 10 x 5 cm, Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau |
|  | 6562S | Röntgenset 10-teilig | Besteht aus: 1 x 6556S Rundplatte 1 x 6558S Ringplatte 1 x 6300S Rolle 1 x 6544S Rechteck 2 x 6534S Dreieck 45° 2 x 6536S Dreieck 45° 2 x 6552S Keil 15° Im Kunststoffkoffer Material: Skinfoam Farbe: gelb oder blau |
|  | 6563S | Röntgenset 11-teilig mit Hinterkopfunterlage | wie 6562S, plus Hinterkopfunterlage 6400S Farbe: gelb oder blau |

Knierollen und Kniekeil für die allgemeine Patientenlagerung

Beim Liegen in Rückenlage klagen Patienten sehr schnell über Rückenbeschwerden. Verwenden Sie daher routinemäßig Knierollen zur Patientenlagerung. Durch ein leichtes Anheben der Beine wird die Wirbelsäule entlastet.


Die hier angeführten Knierollen und der Kniekeil sind hochwertig verarbeitet und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Der Kunstlederbezug ist in verschiedenen Farben erhältlich, feucht abwischbar und desinfizierbar, kratz- und abriebfest und verfügt über eine flüssigkeitsdichte Oberfläche.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---|---------------------------------|---|
|  <p>Symbolbild</p> | 6300 6300S 6301 6301S 6302 6302S 6303 6303S 6304 6304S | Lagerungsrolle | Material wahlweise: <ul style="list-style-type: none"> - Schaumstoffrolle mit Kunstlederbezug - Skinfoamrolle gelb oder blau Ø 10 x 25 cm, Ø 15 x 40 cm, Ø 15 x 60 cm, Ø 22 x 40 cm, Ø 22 x 60 cm |
|  <p>Symbolbild</p> | 6306 6306S 6307 6307S | Lagerungs-halbrolle | Material wahlweise: <ul style="list-style-type: none"> - Schaumstoffrolle mit Kunstlederbezug - Skinfoamrolle gelb oder blau Ø 15/7,5x 40 cm, Ø 22/11 x 40 cm |
|  | | Farbauswahl für Kunstlederbezug | Farben: schwarz, dunkelblau, jade, beige, weiß Material ist feucht abwischbar und desinfizierbar, kratz- und abriebfest, flüssigkeitsdichte Oberfläche. |
|  | 915015 | Kniekeil | Größe: 40 x 50 x 19 cm Aus mittelfestem Schaumstoff mit lichtgrauem Kunstlederüberzug |

Sandsäcke

Sandsäcke sind praktische Helfer zur stabilen Lagerung der Patienten bei vielen unterschiedlichen Eingriffen. Unsere Sandsäcke sind mit leicht fließendem Quarzsand gefüllt und schmiegen sich dem Körper gut an.

Die Sandsäcke sind in hochwertiges, strapazierfähiges Kunstleder eingnäht, das in den Farben dunkelbraun, ocean und pink erhältlich ist.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|------------------------------|-------------|--|
|  | 4100 4101 4102 4103 | Sandsack | Mit leicht fließendem Quarzsand gefüllt, schmiegen sich dem Körper gut an. Eingnäht in hochwertiges, strapazierfähiges Kunstleder. 15 x 15 cm /// Gewicht: 0,5 kg. 15 x 25 cm /// Gewicht: 1,2 kg. 18 x 27 cm /// Gewicht: 2,0 kg. 18 x 34 cm /// Gewicht: 2,5 kg. Farben: dunkelbraun, ocean, pink. |

Rollboard

Das Rollboard besteht aus einem festen Innenteil, welcher gepolstert ist und mit einem Rolltuch in Form eines Endlosschlauches überzogen ist. Der Transfer des Patienten ist möglich durch das nahezu reibungslose Umlaufen des Rolltuches um das feste Innenteil.

Das Rollboard eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen Umlagern eines liegenden, z.B. schweren, besonders pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten in ein anderes Bett oder auf einen Röntgen-, Untersuchungs- bzw. OP-Tisch.


In der Regel wird aus Sicherheitsgründen mit dem Rollboard zu zweit und ggfs. mit einem Ziehtuch umgelagert.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---------------|----------------|---|
|  | 4500030 | Rollboard | Größe: 180 x 50 cm, faltbar, mit Haltegriffen, Gewicht 2 kg, Roll-/Zugbelastung 200 kg, Röntgenfähig = keine Artefakte, MR-tauglich |
|  | 4500028 | Rollboard kurz | Größe: 95 x 50 cm, faltbar, mit Haltegriffen, Roll-/Zugbelastung 200 kg, Röntgenfähig = keine Artefakte, MR-tauglich |





Pearl Technology Patientenfixierung

Die flexible und universell einsetzbaren Lagerungshilfen von Pearl Technology ermöglichen eine optimale Patientenlagerung, -positionierung und -fixierung bei vielen Untersuchungen in CT und MR.

Die adaptive und druckstellenfreie Immobilisierung erhöht den Patientenkomfort und wirkt sich dadurch positiv auf den gesamten Untersuchungsverlauf aus. Die Lagerungshilfen lassen sich einfach reinigen, schützen zuverlässig und begünstigen damit die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten.



Multipad




| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---------------|-------------------|--|
|  | 1012 | MULTIPAD Standard | Universell einsetzbare Lagerungskissen, Bewegungsartefakte werden minimiert. Größe: 17 x 6 cm, Dicke 2 bis 5 cm |
|  | 1071 | MULTIPAD Slim | Das Multipad SLIM ist besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen. Größe: 17 x 9 cm, Dicke 1 bis 3 cm |
|  | 1022 | MULTIPAD Plus | Das Multipad PLUS ist besonders geeignet bei der Erschließung größerer Zwischenräume. Größe: 17 x 11 cm, Dicke 2 bis 5 cm |
|  | 1104 | MULTIPAD Ear | Das MULTIPAD Ear ist mit seiner Größe von 17 x 10 cm und der variablen Dicke von 1-4 cm besonders geeignet für die Immobilisierung des Kopfes bei der Verwendung von In-Ear Kopfhörern oder Ohrstöpseln. |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---|
|  | 1108 | MULTIPAD Bendy | Aufgrund der Dimension von 24 x 10 cm und der variablen Dicke von 1-4 cm ist das MULTIPAD Bendy hervorragend für eine Vielzahl von Gelenkuntersuchungen, insbesondere auch mit Flexspulen geeignet. |
|  | 1101 | MULTIPAD Cover | Überzüge für maximale Hygiene in der Patientenlagerung. 1 Größe für alle Multipads |
|  | SCL Ohrhörer- schutz | Ohrhörerschutz weiß, groß | dehnbar für Hörmuscheln, von 11 bis 17 cm Durchmesser. 1000 Stück/ Packung. |
| CT Head Fix | | | |
|  | 1105 | CT HeadFix | Lagerungshilfe zur Kopffixierung in der CT Kopfschale. Verwendung in diversen CT Kopfschalen möglich. |
| BabyFix Cocoon | | | |
|  | 1107 | BabyFix Cocoon | Lagerungshilfe zur Immobilisierung von Neugeborenen (2 - 5 kg) im MRT. |

ProFoam

Aufgrund der Verbreitung von MRSA und anderen Keimen werden Lagerungshilfen im wahrsten Sinne des Wortes immer genauer unter die Lupe genommen und müssen auch dem regelmäßigen Einsatz von starken Desinfektionsmitteln standhalten.



Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurden die ProFoam Lagerungshilfen entwickelt. Die ProFoam Lagerungshilfen sind aus einem formstabilen Schaumstoff gefertigt und werden in eine strapazierfähige PU-Folie verschweißt.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---|-----------------------------------|--|
|  | Weich: 1150 Stabil: 1158 | ProFoam Plate | Rechteckige Platte 25 x 18 x 5 cm Verfügbar in weich oder stabil |
|  | Weich: 1153 1151 1154 1155 Stabil: 1161 1159 1162 1163 | 45 Grad Keil, gleichschenkelig | 18 x 11 x 5 cm (Klein) 18 x 25 x 12 cm (Kurz) 36 x 25 x 12 cm (Mittel) 60 x 25 x 12 cm (Lang) |
|  | Weich: 1152 Stabil: 1160 | 15 Grad Keil, flach | 26 x 25 x 7 cm |

ProBelt

Die Patientenlagerung in der Computertomographie kann insbesondere bei traumatisierten und desorientierten Notfallpatienten oder auch bei sehr alten, immobilen und unkooperativen Patienten eine große Herausforderung sein. Für sichere und reibungslose Untersuchungsabläufe ist es wichtig die Patienten zuverlässig zu stabilisieren.


Im Anschluss an die Untersuchung müssen eine gründliche Reinigung und Desinfektion schnell und einfach möglich sein. Dabei müssen die Lagerungshilfen aufgrund der Verwendung im Notfallumfeld oder bei infektiösen Patienten auch dem regelmäßigen Einsatz von starken Desinfektionsmitteln standhalten. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde das ProBelt Gurtsystem entwickelt. Die ProBelt Gurte sind aus einer strapazierfähigen PU-Folie gefertigt und die Patienten können komplett ohne Klettverschluss fixiert werden.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|----------------------|--|--|
|  | 1170 1171 1172 | ProBelt 200 R2 ProBelt 200 R3 ProBelt 200 T5 | Die ProBelt Gurte werden in die dafür vorgesehene Tischschiene eingeführt und mittels Hacken-Öse geschlossen, um die Patienten zu immobilisieren. ProBelt 200 R2 für GE ProBelt 200 R3 für Siemens + Philips ProBelt 200 T5 für Canon |
|  | 1173 1174 | ProBelt 200 Thorax PFC ProBelt 200 Thorax PFW | Die ProBelt Thorax Gurte ermöglichen die einfache Lagerung der Arme auf dem Oberkörper des Patienten während CT Untersuchungen. Mittels integriertem Cushion wird der richtige Abstand zwischen Armen und Oberkörper geschaffen. |

CT Table Cover

Aufgrund der Verbreitung von MRSA und anderen Keimen werden Lagerungshilfen im wahrsten Sinne des Wortes immer genauer unter die Lupe genommen und müssen auch dem regelmäßigen Einsatz von starken Desinfektionsmitteln standhalten. Insbesondere in der Computertomographie wird aufgrund der Verwendung in Notfallsituationen und bei infektiösen Patienten die CT-Tischmatte stark beansprucht.





Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurden die CT Table Cover entwickelt. Die CT Table Cover sind aus PU-Folie gefertigte Schutzzummantelungen und für die CT-Tischauflagen verschiedener Hersteller verfügbar.







| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|--|---------------|----------------|---|
|  | Auf Anfrage | CT Table Cover | Die CT Table Cover sind aus PU-Folie gefertigte Schutzzummantelungen und für die CT-Tischauflagen verschiedener Hersteller verfügbar. |


PearlFit

Die Anforderungen an die Hilfsmittel zur Patientenlagerung in der Radiologie steigen zunehmend. Zum einen führt die Verbreitung von MRSA und anderen Keimen zu immer umfassenderen Hygienevorschriften, sodass Lagerungshilfen im wahrsten Sinne des Wortes regelmäßiger und genauer unter die Lupe genommen werden. Zum anderen sollen Lagerungshilfen aufgrund des steigenden Kostendrucks im Gesundheitswesen günstiger in der Anschaffung und zugleich länger haltbar sein.

Die PearlFit Lagerungshilfen sind in unterschiedlichen Formen und Größen verfügbar. Sie können bei allen radiologischen Untersuchungen zur angenehmen und zugleich stabilen Patientenlagerung innerhalb und außerhalb des Untersuchungsbereiches verwendet werden.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|--|---------------------|---|
|  | 1136 1145 1137 1114 1124 1115 1116 1142 1120 1140 | PearlFit Cushion | 22 x 8 x 1 cm 27 x 6 x 1 cm 30 x 11 x 2 cm 30 x 20 x 4 cm 50 x 20 x 4 cm 50 x 30 x 7 cm 50 x 30 x 10 cm 50 x 50 x 5 cm 130 x 60 x 10 cm 200x 75 x 7 cm |
|  | 1117 1138 1132 | PearlFit Wedge | 26 x 25 x 7 cm 30 x 50 x 15 cm 56 x 50 x 25 cm |
|  | 1112 1113 | PearlFit Roll | ∅ = 18, L = 40 cm ∅ = 18, L = 50 cm |
|  | 1118 1119 | PearlFit Flex | Die PearlFit Flex Produkte sind als Kissen, Keil und Rolle formbar und eignen sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen. 6 Kammern, 90 x 50 x 5 cm 3 Kammern, 90 x 50 x 7 cm |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
|  | 1121 | PearlFit Head/Neck | Der PearlFit Head/Neck wird als Kopfunterlage für Patienten in Rückenlage verwendet. |
|  | 5005 | PearlFit Forehead | Der PearlFit Forehead Support wird als Kopfunterlage im Stirnbereich verwendet und erlaubt eine druckstellenfreie Lagerung in Bauchlage. |
|  | 1123 | PearlFit Inlay Head | Die PearlFit Inlays als maßgeschneiderte Einlagen für diverse Spulen, Schalen und Halterungen. |
| <p>Die Pearlfit Vac Lagerungshilfen werden durch die Erzeugung eines Vakuums formstabil und sorgen für eine reproduzierbare Patientenlagerung. Gemeinsam mit den iFIX-Produkten (siehe Folgeseite) ermöglichen sie nicht nur Patientenlagerung, sondern auch -fixierung.</p> | | | |
|  | buw-5355 | Hand-Vakuumpumpe | Die Hand-Vakuumpumpe ist MR-tauglich und dient dem Evakuieren von Vakuumkissen. |
|  | 1125 1131 1126 1127 1143 1144 1129 1141 | PearlFit Cushion Vac | 30 x 20 x 4 cm Vac, 1.6 Liter 50 x 20 x 4 cm Vac, 2.7 Liter 50 x 30 x 7 cm Vac, 7 Liter 50 x 30 x 10 cm Vac, 16 Liter 50 x 50 x 5 cm Vac, 12 Liter 90 x 60 x 5 cm Vac, 24 Liter 130 x 60 x 10 cm Vac, 55 Liter 200x 75 x 7 cm Vac, 100 Liter |
|  | 1128 1139 1133 | PearlFit Wedge Vac | 26 x 25 x 7 cm Vac, 2.5 Liter 30 x 50 x 15 cm Vac, 13 Liter 56 x 50 x 25 cm Vac, 42 Liter |

| | | | |
|---|------|------------------------------|---|
|  | 1130 | PearlFit Head/Neck Vac | Der PearlFit Head/Neck Vac wird zur Fixierung von Patienten in Rückenlage verwendet. Ideal: Kombination mit der Headmask von iSYS (siehe Seite 13). |
|---|------|------------------------------|---|




iFIX Patientenimmobilisierung in CT, MR, Angio und bei Interventionen





iFIX ist ein universelles System zur Patientenfixierung und kann vielseitig eingesetzt werden.

Es basiert auf einem patentierten Mikro-Klett-System, das in Verbindung mit einem speziellen, medizinischen Fleecestoff eingesetzt wird.

iFIX ist überall dort ein hygienisch einwandfreier Ersatz, wo man bisher normale Klettbänder eingesetzt hat.






| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---------------|----------------|--|
|  | 31618 | iFIX Fleece 5 | Fleece schmal 5 cm. 30 Meter pro Rolle |
|  | 16304 | iFIX Fleece 15 | Fleece schmal 15 cm. 200 Meter pro Rolle. |
|  | 17674 | iFIX Fleece 50 | Fleece breit 50 cm. 30 Meter pro Rolle. |



| | | | |
|---|--|--------------------|---|
|  | 26102 26105 26104 26103 29341 | iFIX Head Mask | Kopfmaske in 5 verschiedenen Größen. 10 Stück pro Packung. Head Mask XS Art. 26102 Head Mask S Art. 26105 Head Mask M Art. 26104 Head Mask L Art. 26103 Head Mask XL Art. 29341 |
|  | 16180L001 8 St. 16180L002 6 St. 16180L005 4 St. 16180L007 4 St. | iFIX Patch | Selbstklebendes Klett-Pad. Wird auf Tische oder Lagerungshilfen wie z.B. Vakuummatten geklebt. Wird als Gegenstück zum Fleece verwendet. Erhältliche Längen: 15, 25, 50 und 75cm. iFIX Patch 15 (8 Stk) Art.16180L001 iFIX Patch 25 (6 Stk) Art.16180L002 iFIX Patch 50 (4 Stk) Art.16180L005 iFIX Patch 75 (4 Stk) Art.16180L007 |
|  | 16179L001 4St. | iFIX Patch Adapter | Wiederverwendbar. 50 x 10 cm, 4 Stück Der iFIX Patch Adapter ist auf der einen Seite mit Mikrokleb beschichtet und kann an den bestehenden Klett an Halterungen, Schalen und Patiententischen angebracht werden. |
|  | 16192L003 17622L003 (je nach CT/MR Modell) | iFIX Slot Adapter | Für CT und MR Tische. Wiederverwendbar. Der iFIX Slot Adapter ist mit dem Mikrokleb beschichtet und kann direkt in die Schienen am Patiententisch eingeschoben werden. 4 Stück |

Allgemeine Polsterlagerungshilfen

Lagerungshilfen gibt es in den unterschiedlichsten Formen und für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

Untenstehend finden Sie die bei unseren Kunden beliebtesten Polsterlagerungshilfen.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|--|---------------|--------------------------|---|
|  <p>Symbolbild</p> | LA00002 | Kopfschale Rückenlage | <p>Material: formstabiler und tragfähiger PU-Schnittschaum, weich PU-verhautet.</p> <p>Eigenschaften: anatomisch geformt, gute Fixierung des Kopfes, leicht zu reinigen (auch Blut und jodhaltige Desinfektionsmittel) und zu desinfizieren, wirtschaftlich, da lange einsetzbar</p> <p>Farben: schwarz Größe: 25x25x10 cm.</p> |
|  | LA00012 | Armlagerung | <p>Armpolsterhülle für Anästhesiebogen mit 2 Fixiergurten, Gurt 1: zur Seitenfixierung am A-Bogen, Gurt 2: Armfixiergurt mit Ellenbogenpolster, Größe ca.: 25x27 cm</p> <p>Bezug: Kunstleder</p> <p>Farben: Standardfarbe = schwarz = elektr. ableitfähig.</p> |
|  | 500095 | Rahmenkissen 1-tlg. | <p>Rahmenkissen mit Abdominalausschnitt, tragfähiger Polsterkern mit viscoelastischer Auflage in strapazierfähigem Kunstlederbezug.</p> <p>Größe: 84 x 46 x 12 cm; Ausschnitt: ca. 44 x 30 cm; Höhe 12 cm</p> <p>Farbe: schwarz = elektr. ableitf.</p> |





| | | | |
|---|--------|------------------------|---|
|  | 500100 | Rahmenkissen 2-tlg. | <p>Die Abschrägung der Oberkanten dienen einer besonderen Entlastung im Leistenbereich und in der Schulter-/Achselregion. Dieses Lagerungselement ist speziell für übergroße Patienten geeignet. Farbe: schwarz = elektr. ableitf.</p> |
|  | 500105 | Rahmenkissen 4-tlg. | <p>Durch seine flexible Ausrichtungsmöglichkeit in Länge und Breite sowie seine besondere Höhe empfiehlt sich dieses Rahmenkissen für den Einsatz speziell im adipösen Bereich. Der Abdominal-Ausschnitt lässt sich der jeweiligen Körperform optimal anpassen und ermöglicht so eine weitestgehend freie Bauchatmung des Patienten. Farbe: schwarz = elektr. ableitf.</p> |

Gellagerungshilfen

Unsere Gellagerungshilfen bestehen zu 100% aus Silikon. Die Elastizität des Silikons ermöglicht die Anwendung an verschiedenen Körperpartien und mindert Scherkräfte der Haut auf ein Minimum. Das Silikon ist in einer atmungsaktiven, strapazierfähigen Polyurethan-Folie eingeschweißt.

Die Folie ist mit mikroskopisch kleinen Löchern versehen und ermöglicht so ein günstiges Mikroklima zwischen der Haut des Patienten und der Lagerungshilfe.

Alle Gellagerungshilfen sind urinbeständig und nehmen keinerlei Gerüche auf, sind temperaturbeständig von -40°C bis +140°C, sind zu 90% röntgenstrahlendurchlässig und weisen selbst bei größeren mechanischen Einflüssen keine Materialermüdung auf.

| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---------------|-------------------|--|
|  | 1-3030040K | Kopfpolster | Zur stabilen Positionierung des Kopfes, auch bei Patienten in Bauchlage, Maße: 30x30x4cm |
|  | 1-5115035AK | Armauflage konkav | Armauflage mit erhöhten Seiten, dient bei Operationen zusätzlich zur Stabilisierung und zur Druckentlastung, Maße: 51 x 15 x 3,5cm |
|  | 1-1508040F | Fersenpolster | Maße: 15 x 8 x 4cm. Schützen die Fersen vor Druckschäden. |
|  | 3-5015150HR | Halbrollen | Zur Stabilisierung bei Operationen in Seitenlage, ermöglicht gute Lagerung und Druckentlastung. Maße: 50 x 15 x 15cm. |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|
|  | 3-4015100 | Lagerungskissen light | Zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien Silikon-Gel / Schaumstoff Maße: 40 x 15 x 10 cm |
|  | 1-4025010B bis 1-5230010B | Beinschalen-auflage | Dient zur sicheren Lagerung und Positionierung und schützt vor Scherkräften und Druck. Größe: 40 x 25 x 1cm – 52 x 30 x 1cm |
|  | 1-6040015 bis 1-19050015 | OP-Tischauflage | Größe: 60 x 40 x 1,5cm – 190 x 50 x 1,5cm. Zur Auflage am OP-Tisch. |

Vakuummatt ratzen für OP-Lagerung



Unsere Vakuummatt ratzen dienen der Positionierung und Lagerung von Patienten während einer Operation. Die Matt ratzen passen sich der Körperkontur an und sorgen so für eine optimale Druckentlastung.




Sie sind aus sehr strapazierfähigem Material gefertigt und sind einfach zu reinigen und zu desinfizieren.

Die robusten Vakuumventile schließen nach dem Absaugen (erfolgt zumeist über den Wandanschluss) automatisch.

Alle Vakuummatt ratzen sind Röntgen,- CT und MR-kompatibel.



| Bild | Artikelnummer | Bezeichnung | Produktinfo |
|---|---------------|-------------------------|--|
|  | VMOP401X01 | OP-Vakuummattate schmal | Maße: 65 x 200 cm. Vakuummatt ratze für optimale Druckentlastung, einfaches, schnelles und sicheres Handling. |
|  | VMOP402X01 | OP-Vakuummattate mittel | Maße: 75 x 200 cm. Vakuummatt ratze für optimale Druckentlastung, einfaches, schnelles und sicheres Handling. |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---|
|  | <p>VMOP403X 01</p> | <p>OP-Vakuummatte breit</p> | <p>Maße: 100 x 200 cm. Vakuummatratze für optimale Druckentlastung, einfaches, schnelles und sicheres Handling.</p> |
|  | <p>VMOP411X 01</p> | <p>OP-Vakuummatte kurz mit Ausschnitt</p> | <p>Maße: 75 x 125 cm. Vakuummatratze für optimale Druckentlastung, einfaches, schnelles und sicheres Handling.</p> |
|  | <p>VMOP4608 0X01</p> | <p>MedVac OP-Kissen</p> | <p>Maße: 60 x 80 cm. Vakuumkissen für optimale Druckentlastung, einfaches, schnelles und sicheres Handling.</p> |

LAGERUNGSHILFEN AUT/V8/20210215 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.



Sanova

Advancing health

Sanova Pharma GesmbH

Haidestraße 4, A-1110 Wien

Spitzermühlestraße 6, A-4713 Gallsbach

Tel.: +43 1 801 04 25 60

Techn. Service: +43 1 801 04 25 87

medicalsistemas@sanova.at

<http://medicalsistemas.sanova.at>