


**REMEEX** 

**FEMALE**

Das lebenslang nachadjustierbare Remeex® System

## DER GOLDSTANDARD FÜR ISD UND REZIDIV



- **Lebenslang readjustierbar**
- **Hohe Erfolgsquote bei Schlingenversagen und ISD Fällen**
- **Nachgewiesene Wirksamkeit durch 15 Jahre klinische Follow-Up-Daten**

# Remeex Female Readjustable System

- **Ausgezeichnetes dynamisches Druckübertragungssystem\***

- **Die flexible Unterstützung der Harnröhre**

| ARTIKELNUMMER | PRODUKT                          | BESCHREIBUNG  |
|---------------|----------------------------------|---|
| SREM-01       | REMEEX FEMALE                    | Komplett readjustierbares System für Frauen SUI.<br>Inhalt: Schlinge, Gewinde, Varitensor, Schraubendreher, Manipulator, 2 Trennvorrichtungen, 1 Handgriff und 2 Nadeln (3.5mm ø, 230mm long) |
| AR-01         | REMEEX NACHJUSTIERBARES KIT      | Manipulator + 2 Trennvorrichtungen für lebenslange Nachjustierungen   |
| AR-01LP       | REMEEX NACHJUSTIERBARES KIT LANG | Langer Manipulator + 2 Trennvorrichtungen für lebenslange Nachjustierungen  |

© 2020 Neomedic International. All rights reserved.

[www.neomedic.com](http://www.neomedic.com)

info@neomedic.com  
**neomedic**  
international

The Continence Company