



Sanova
Advancing health



Sanova Pharma GesmbH
Standort Gallspach
Telefon: +43 1 801 04 28 01
Technisches Service: +43 1 801 04 25
87 E-Mail: medicalsistemas@sanova.at

medicalsistemas.sanova.at

PRODUKTKATALOG MR-Zubehör

Inhaltsverzeichnis

MOBILIAR	4
NOTFALL	10
SICHERHEIT	12
PATIENTENKOMFORT	13
ÜBERWACHUNG	14
WERKZEUG	14

BILD	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	PRODUKTINFO
Mobiliar			
	<p>U-3065 U-3080 AWL-3065 AWL-3080</p>	<p>Transportliege aus Edelstahl 3 T</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in den Höhen 650, 700, 750 und 800 Millimeter erhältlich - in 65 oder 80 cm Breite erhältlich - stufenlos verstellbares Kopfteil - große Farbauswahl - belastbar bis 200 kg <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitengitter - Papierrollenhalter
	<p>TL 500 S MRT</p>	<p>Transportliege flach 3 T</p>	<p>sehr stabil, belastbar bis 150 kg, bis Körpergröße 186 cm, Außenabmessungen: 1970 x 820 x 880 mm (LxBxH)</p>
	<p>TL 600 MRT</p>	<p>Transportliege mit verstellbarem Kopfteil 3 T</p>	<p>sehr stabil, belastbar bis 150 kg, bis Körpergröße 190 cm, 2010 x 760 x 960 mm</p>
	<p>MR5501 MR</p>	<p>Transportliege höhenverstellbar aus Aluminium 7 T</p>	<p>bis 220 kg, 2150 x 680 x 495-940 mm</p>



DR 100 MRT

Roll-/
Transportstuhl
mit Greifreifen
3 T

24" Greifreifen, bis 150 kg,
beidseitig schwenkbare Armlehne,
ausziehbare Fußstütze,
Feststellbremse, 1075 x 720 x 795
mm



TC 450 AP MRT

Roll-/
Transportstuhl
mit
freidrehenden
100 mm Rollen
3 T

ausziehbare Fußstütze, beidseitig
schwenkbare Armlehne,
Sicherheitsbügel, bis 150 kg,
1120 x 550 x 650 mm



DR 100 K

Roll-/
Transportstuhl
mit Greifreifen
metallfrei

komplett ohne Metallteile,
geeignet für MR
Sicherheitssysteme, klappbare
Fußstütze, Feststellbremsen, bis
120 kg, 1075 x 705 x 855 mm



MR4501 MR

Roll-/
Transportstuhl
aus Aluminium
7 T

Feststellbremsen, absenkbare
Armstützen, ausziehbare
Fußstütze, bis 220 kg,
1050 x 650 x 950 mm



EASYROLLER ER2

Easyroller 7 T

aus 100% recycelbaren Kunststoff,
für alle Desinfektionsmittel
geeignet, Feststellbremsen, guter
Sitzkomfort,
825 x 670 x 1050 mm



CEIA – PD240CH

Ferro-
magnetischer
Handdetektor

Für Patienten-Screening vor MRT-
Aufnahmen
3 Betriebsarten, langlebige Akkus,
einstellbarer Alarm, schnelles und
genaues Screening



AT1 MRT

Auftritt 1-stufig
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der
Stehfläche, Spezialfüße für
maximale Rutschsicherheit, bis 150
kg, 350 x 400 x 200 mm



AT2 Auftritt

Auftritt 2-stufig
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der
Stehfläche, Spezialfüße für
maximale Rutschsicherheit,
bis 150 kg, 660 x 400 x 380 mm



MR2504

Auftritt 1-stufig
aus Aluminium
7 T

bis 203 kg,
450 x 600 x 175 mm



MR2505

Auftritt 2-stufig
aus Aluminium
3 T


bis 203 kg, optional mit Handlauf,
550 x 600 x 352 bzw. 1205 mm



DH 49 PA MRT

Hocker aus
Kunststoff 3 T

ergonomisch geformte Sitzfläche,
bis 200 kg, Spezialfüße für
maximale Rutschsicherheit,
420 x 420 x 495 mm



DH 49 DLR PA

Hocker aus
Kunststoff mit
Rollen 3 T

Doppelradrollen mit Feststeller, bis
150 kg, 520 x 520 x 500 mm





MR4502

Hocker aus Aluminium mit Arm- und Rückenlehne, mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR4504

Hocker aus Aluminium mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR2500

Infusionsständer höhenverstellbar aus Aluminium, 5 Rollen, 7 T

Höhe: 141 bis 251 cm verstellbar, Durchmesser: 640 mm



IH MRT

Infusionsständer für den MRT-Bereich

Höhe: 1875 mm, Durchmesser: 660 mm
für MRTs mit bis zu 3 Tesla geeignet
4 freidrehende Rollen, mit 2 Feststellern
desinfektionsmittelbeständig



MPC 153 MRT

Pflegewagen 3
Fachböden klein
3 T

3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen
mit 2 Feststellern,
440 x 520 x 1075 mm



MPC 353 MRT

Pflegewagen 3
Fachböden groß
3 T

3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen
mit 2 Feststellern,
505 x 930 x 1075 mm



HGW 100

Hygiene- und
Pflegewagen

Desinfektionsmittelpender und
Handschuhspender auf
Gleitschiene
3 Schubladen, 4 freidrehende
Rollen mit 2 Feststellern
410 x 700 x 1230 mm



HGW 100 PS

Hygiene- und
Pflegewagen

Spritzenschütte mit 10 Fächern
3 Schubladen, 4 freidrehende
Rollen mit 2 Feststellern
570 x 700 x 1310 mm



KTW 100 HS

Kleinteile- und Hygienewagen


Desinfektionsmittelpender und Handschuhspender auf Gleitschiene
4 Schubladen, 4 freidrehende Rollen mit 2 Feststellern
385 x 410 x 1220 mm



MS 120 MRT

Müll/ Wäschesammler mit 1 Abwurf 3 T

geräuschgedämpfter Deckel mit Überstreckungs-schutz, 2 Edelstahlbügel sorgen für optimalen Halt der Abfallsäcke, optional: Deckelöffnung über Fußpedal, 400 x 455 x 915 mm



MR2508

Wäschesammler aus Aluminium 7 T

Wäschesammler mit 4 Rollen, 450 x 450 x 750 mm

Notfall



293204937290

Blutdruckmessgerät, MR-tauglich

Modernes Blutdruckmessgerät, präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus



Druckinfusions-
manschette MR-
tauglich

Außenhülle waschbar, äußerst strapazierfähig, Gummiteile latexfrei, für 500ml oder 1000ml-Beutel erhältlich



GR4215

Diamond
Fibrelight MR-
Laryngoskop Set
1,5 T

Das Set besteht aus: Diamond Standard Griffstück, Batterie mit Distanzstück, Edelstahlspatel Macintosh 1,2,3,4, Koffer



BA4023 MR

3V Lithium-
Batterie mit
Distanzstück für
MR 1,5 T

geignet für das Diamond Standard Griffstück



BA4022

Distanzstück zu
MR Batterie

geignet für das Diamond Standard Griffstück



FL001

Feuerlöscher,
MR-tauglich, 5kgKohlendioxid-Feuerlöscher in
Aluminiumausführung, einfache
Bedienung, hohe Löschleistung

Sicherheit



99662

Garrett
Superscanner
MetalldetektorEntdeckt kleinste, metallische
Objekte, automatischer Abgleich
und Batteriekontrolle, ein
Bedienschalter, keine Einstellungen
nötig, Batteriewechsel ohne
Werkzeug

MRS_5

Aufkleber 5 cm
"MR Safe"Warnzeichen senken das
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,
selbstklebend

MRC_5

Aufkleber 5 cm
"MR Conditional"Warnzeichen senken das
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,
selbstklebend



MRU_5

Aufkleber 5 cm
"MR Unsafe"Warnzeichen senken das
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,
selbstklebend

Patientenkomfort

MR125
MR128

MR-Kopfhörer

MR-Kopfhörer. Mit und ohne
Schlauch erhältlich. Adapter kann
an diverse Hersteller angepasst
werden.
MR125 mit Schlauch
MR128 ohne Schlauch

MR151

MR-Kopfhörer für
enge KopfspulenKopfspulen werden jedes Jahr
kleiner. Diese Kopfhörer passen in
praktisch jede Kopfspule. Adapter
kann an diverse Hersteller
angepasst werden.
Ersatzohrstöpsel in 100er Packung
erhältlich (MR154).

1106

Einweg
Kopfhörerschutzdehnbar für Hörmuscheln, von 11
bis 17 cm Durchmesser.
100 Stück/ Packung.


Überwachung



989803179041

CV Quadtroden
für Erwachsenespeziell für die Anwendung im MR
konzipiert, große Elektroden-
Kontaktflächen, Einweg-Pads

989803179031

MR Standard
Quadtroden für
Kinderspeziell für die Anwendung im MR
konzipiert, große Elektroden-
Kontaktflächen, Einweg-Pads

989803179051

Neonatal
Quadtroden für
Babiesspeziell für die Anwendung im MR
konzipiert, große Elektroden-
Kontaktflächen, Einweg-Pads

Werkzeug

MR-taugliche
LeiterMR-taugliche
LeiterMR-taugliche, einseitig begehbare
4-Stufen Stehleiter für bequemen
und sicheren Aufstieg mit hoher
Rutschsicherheit

Sanova Pharma GesmbH

Haidestraße 4, A-1110 Wien
Spitzermühlestraße 6, A-4713 Gallspach

Tel.: +43 1 801 04 25 60
medicalsistemas@sanova.at
<http://medicalsistemas.sanova.at>

Technisches Service:
+43 1 801 04 2587

