



**Sanova**  
Advancing health



Sanova Pharma GesmbH  
Standort Gallspach  
Telefon: +43 1 801 04 28 01  
Technisches Service: +43 1 801 04 25  
87 E-Mail: [medicalsistemas@sanova.at](mailto:medicalsistemas@sanova.at)

[medicalsistemas.sanova.at](http://medicalsistemas.sanova.at)

**PRODUKTKATALOG MR-Zubehör**



## Inhaltsverzeichnis

<b>MOBILIAR</b> .....	4
<b>NOTFALL</b> .....	10
<b>SICHERHEIT</b> .....	12
<b>PATIENTENKOMFORT</b> .....	13
<b>ÜBERWACHUNG</b> .....	14
<b>WERKZEUG</b> .....	14





DR 100 MRT

Roll-/  
Transportstuhl  
mit Greifreifen  
3 T

24" Greifreifen, bis 150 kg,  
beidseitig schwenkbare Armlehne,  
ausziehbare Fußstütze,  
Feststellbremse, 1075 x 720 x 795  
mm



TC 450 AP MRT

Roll-/  
Transportstuhl  
mit  
freidrehenden  
100 mm Rollen  
3 T

ausziehbare Fußstütze, beidseitig  
schwenkbare Armlehne,  
Sicherheitsbügel, bis 150 kg,  
1120 x 550 x 650 mm



DR 100 K

Roll-/  
Transportstuhl  
mit Greifreifen  
metallfrei

komplett ohne Metallteile,  
geeignet für MR  
Sicherheitssysteme, klappbare  
Fußstütze, Feststellbremsen, bis  
120 kg, 1075 x 705 x 855 mm



MR4501 MR

Roll-/  
Transportstuhl  
aus Aluminium  
7 T

Feststellbremsen, absenkbare  
Armstützen, ausziehbare  
Fußstütze, bis 220 kg,  
1050 x 650 x 950 mm



EASYROLLER ER2

Easyroller 7 T

aus 100% recycelbaren Kunststoff,  
für alle Desinfektionsmittel  
geeignet, Feststellbremsen, guter  
Sitzkomfort,  
825 x 670 x 1050 mm



CEIA – PD240CH

Ferro-  
magnetischer  
Handdetektor

Für Patienten-Screening vor MRT-  
Aufnahmen  
3 Betriebsarten, langlebige Akkus,  
einstellbarer Alarm, schnelles und  
genaues Screening



AT1 MRT

Auftritt 1-stufig  
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der  
Stehfläche, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit, bis 150  
kg, 350 x 400 x 200 mm



AT2 Auftritt

Auftritt 2-stufig  
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der  
Stehfläche, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit,  
bis 150 kg, 660 x 400 x 380 mm



MR2504

Auftritt 1-stufig  
aus Aluminium  
7 T

bis 203 kg,  
450 x 600 x 175 mm



MR2505

Auftritt 2-stufig  
aus Aluminium  
3 T


bis 203 kg, optional mit Handlauf,  
550 x 600 x 352 bzw. 1205 mm



DH 49 PA MRT

Hocker aus  
Kunststoff 3 T


ergonomisch geformte Sitzfläche,  
bis 200 kg, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit,  
420 x 420 x 495 mm



DH 49 DLR PA

Hocker aus  
Kunststoff mit  
Rollen 3 T

Doppelradrollen mit Feststeller, bis  
150 kg, 520 x 520 x 500 mm





MR4502

Hocker aus Aluminium mit Arm- und Rückenlehne, mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR4504

Hocker aus Aluminium mit Rollen 7 T

Sitzdurchmesser 325 mm



MR2500

Infusionsständer höhenverstellbar aus Aluminium, 5 Rollen, 7 T

Höhe: 141 bis 251 cm verstellbar, Durchmesser: 640 mm



IH MRT

Infusionsständer für den MRT-Bereich

Höhe: 1875 mm, Durchmesser: 660 mm  
für MRTs mit bis zu 3 Tesla geeignet  
4 freidrehende Rollen, mit 2 Feststellern  
desinfektionsmittelbeständig





MPC 153 MRT

Pflegewagen 3  
Fachböden klein  
3 T

3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen  
mit 2 Feststellern,  
440 x 520 x 1075 mm



MPC 353 MRT

Pflegewagen 3  
Fachböden groß  
3 T

3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen  
mit 2 Feststellern,  
505 x 930 x 1075 mm



HGW 100

Hygiene- und  
Pflegewagen

Desinfektionsmittelpender und  
Handschuhspender auf  
Gleitschiene  
3 Schubladen, 4 freidrehende  
Rollen mit 2 Feststellern  
410 x 700 x 1230 mm



HGW 100 PS

Hygiene- und  
Pflegewagen

Spritzenschütte mit 10 Fächern  
3 Schubladen, 4 freidrehende  
Rollen mit 2 Feststellern  
570 x 700 x 1310 mm



KTW 100 HS

Kleinteile- und Hygienewagen


Desinfektionsmittelpender und Handschuhspender auf Gleitschiene  
4 Schubladen, 4 freidrehende Rollen mit 2 Feststellern  
385 x 410 x 1220 mm



MS 120 MRT

Müll/ Wäschesammler mit 1 Abwurf 3 T

geräuschgedämpfter Deckel mit Überstreckungs-schutz, 2 Edelstahlbügel sorgen für optimalen Halt der Abfallsäcke, optional: Deckelöffnung über Fußpedal, 400 x 455 x 915 mm



MR2508

Wäschesammler aus Aluminium 7 T

Wäschesammler mit 4 Rollen, 450 x 450 x 750 mm

## Notfall



293204937290

Blutdruckmessgerät, MR-tauglich

Modernes Blutdruckmessgerät, präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus



Druckinfusions-  
manschette MR-  
tauglich

Außenhülle waschbar, äußerst strapazierfähig, Gummiteile latexfrei, für 500ml oder 1000ml-Beutel erhältlich



GR4215

Diamond  
Fibrelight MR-  
Laryngoskop Set  
1,5 T

Das Set besteht aus: Diamond Standard Griffstück, Batterie mit Distanzstück, Edelstahlspatel Macintosh 1,2,3,4, Koffer



BA4023 MR

3V Lithium-  
Batterie mit  
Distanzstück für  
MR 1,5 T

geignet für das Diamond Standard Griffstück



BA4022

Distanzstück zu  
MR Batterie

geignet für das Diamond Standard Griffstück



FL001

Feuerlöscher,  
MR-tauglich, 5kgKohlendioxid-Feuerlöscher in  
Aluminiumausführung, einfache  
Bedienung, hohe Löschleistung

## Sicherheit



99662

Garrett  
Superscanner  
MetalldetektorEntdeckt kleinste, metallische  
Objekte, automatischer Abgleich  
und Batteriekontrolle, ein  
Bedienschalter, keine Einstellungen  
nötig, Batteriewechsel ohne  
Werkzeug

MRS\_5

Aufkleber 5 cm  
"MR Safe"Warnzeichen senken das  
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,  
selbstklebend

MRC\_5

Aufkleber 5 cm  
"MR Conditional"Warnzeichen senken das  
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,  
selbstklebend



MRU\_5

Aufkleber 5 cm  
"MR Unsafe"Warnzeichen senken das  
Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie,  
selbstklebend

## Patientenkomfort

MR125  
MR128

MR-Kopfhörer

MR-Kopfhörer. Mit und ohne  
Schlauch erhältlich. Adapter kann  
an diverse Hersteller angepasst  
werden.  
MR125 mit Schlauch  
MR128 ohne Schlauch

MR151

MR-Kopfhörer für  
enge KopfspulenKopfspulen werden jedes Jahr  
kleiner. Diese Kopfhörer passen in  
praktisch jede Kopfspule. Adapter  
kann an diverse Hersteller  
angepasst werden.  
Ersatzohrstöpsel in 100er Packung  
erhältlich (MR154).

1106

Einweg  
Kopfhörerschutzdehnbar für Hörmuscheln, von 11  
bis 17 cm Durchmesser.  
100 Stück/ Packung.


## Überwachung



989803179041

CV Quadtroden  
für Erwachsenespeziell für die Anwendung im MR  
konzipiert, große Elektroden-  
Kontaktflächen, Einweg-Pads

989803179031

MR Standard  
Quadtroden für  
Kinderspeziell für die Anwendung im MR  
konzipiert, große Elektroden-  
Kontaktflächen, Einweg-Pads

989803179051

Neonatal  
Quadtroden für  
Babiesspeziell für die Anwendung im MR  
konzipiert, große Elektroden-  
Kontaktflächen, Einweg-Pads

## Werkzeug

MR-taugliche  
LeiterMR-taugliche  
LeiterMR-taugliche, einseitig begehbare  
4-Stufen Stehleiter für bequemen  
und sicheren Aufstieg mit hoher  
Rutschsicherheit



**Sanova Pharma GesmbH**

Haidestraße 4, A-1110 Wien  
Spitzermühlestraße 6, A-4713 Gallspach

Tel.: +43 1 801 04 25 60  
medicalsistemas@sanova.at  
<http://medicalsistemas.sanova.at>

Technisches Service:  
+43 1 801 04 2587

