

# Datenblatt: IH MRT

## Infusionsständer für den MRT-Bereich

### Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	353,00
MwSt. [%]:	19

### Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1875
Breite:	660
Tiefe:	660
Gewicht:	5
Max. Belastbarkeit je Haken (oben):	2
Max. Belastbarkeit der Haken gesamt:	4

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

### Merkmale:

- für MRTs mit bis zu 3 Tesla geeignet - MR CONDITIONAL
- 4 freidrehende  $\varnothing$  75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller, nicht magnetisch
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- für mehr als 3 Tesla bieten wir kundenspezifische MRT Produkte an, ab 7 Tesla auch Vollkunststoff-Produkte