

Datenblatt: KTW 100 HS

Hygiene- und Pflegewagen

Preis ab Werk Sargenroth:

VK-Netto [EUR]:	622,00
MwSt. [%]:	19

Technische Daten in mm/kg:

Höhe:	1220
Breite:	410
Tiefe:	385
Gewicht:	12
Höhe Ablagefläche:	855
Höhe der Schublade:	75 / 175
Breite der Schublade:	245
Tiefe der Schublade:	355

Technische Änderungen vorbehalten!



Stand: 01.01.2024

Merkmale:

- Desinfektionsmittelpender auf Gleitschiene (ESP) für 0,5 Liter-Flaschen (auf Anfrage auch für 1 Liter-Flaschen)
- Handschuhspender auf Gleitschiene (HSP)
- Ablagefläche aus Vollkunststoff
- 4 transparente Utensilienschubladen (jeweils 2 in einer Größe), jeweils belastbar bis 8 kg
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 2 mit Feststeller
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- Lieferung erfolgt ohne abgebildete Inhalte